



Produktinformation



Produkt: D.A.R.T. Bone Filler

Zementaugmentierung von Pedikelschrauben

Ref.	Beschreibung	Menge
BI-BF2403716	Bone Filler, Länge 240mm, Durchmesser 3,7mm, Durchmesser Spitze 1,6mm, einzeln steril verpackt	10er VE

Features/Design

1. Stabiles Design
2. Kompatibel mit allen gängigen 1,6 mm kanülierten Pedikelschrauben
3. Länge 240 mm
4. Durchmesser 3,7 mm
5. Durchmesser Spitze 1,6 mm

